

あなたの夢と現実をつなぐ

E-WIRE

イーワイヤーライナーで


気軽に美しくなる時間を自分のものにしてください



E-wireligner


ブラケットなく軽く 線一つで明るいスマイル

イーワイヤーは歯の内側に付着する舌側固定装置であり
ブラケットなく髪の毛のように細いワイヤーを歯に直接付着して
異物感や痛みを最小化させた最先端矯正装置です。



0.008" ワイヤ

ブラケット矯正装置のワイヤーの場合
0.012"太さのワイヤーを皮切りに
0.014, 0.016, 19×25"太さのワイヤーを
徐々に変更して使用するため
痛みや異物感を多く誘発します。
イーワイヤーの場合、毛髪の太さである0.008"の
ワイヤーのみ使用して歯牙矯正が行われるため
ブラケット矯正装置に比べて審美性が高く
痛みや異物感が少ないです。



繊維コーティング 特許技術

粘着式で微細繊維を放射し
ワイヤーにコーティングする技術です。
微細水分吸着技術を活用した
多層繊維コーティング工程技術で
ワイヤーコーティングの均一性を向上させ
施術時ウォーキングタイムを保存します。
コーティングされたイーワイヤーライナーは歯の移動に
最適化された0.05mmの裕隙を形成します。



E-wireligner

(株)イーワイヤーライナー ソウル市、陽川区 安養チョン路1071,A棟510号
T_82 2 6011 0000 F_82 2 6011 1100 E_ewireligner@gmail.com www.ewireligner.com



E-wireligner

あなたの夢と現実をつなぐ

E-WIRE

イーワイヤーライナーで

気軽に美しくなる時間を自分のものにしてください

SHORT TREATMENT TIME

簡単な症例の場合、3ヶ月から6ヶ月あれば治療が完了します。

INVISIBLE

毛髪の太さのワイヤーで露出がありません。

CLEAN

異物感が殆どなく、発音が楽で口腔衛生管理に有利です。

HIGH TECHNOLOGY

3Dで製作したオーダーメイド型装置に微細な力のみを適用し痛みがありません。

EFFECTIVE

別途維持装置なく半永久的に使用できます。

www.ewireligner.com

あなたの夢と現実をつなぐ

E-WIRE

イーワイヤーライナーで

気軽に美しくなる時間を自分のものにしてください

(株)イーワイヤーライナー

ソウル市、陽川区 安養チョン路1071A棟510号
T_82 2 6011 0000 F_82 2 6011 1100 E_ewireligner@gmail.com
www.ewireligner.com

E-wireligner

E-wireligner

安らかさ・便宜性・清潔・目立たない・効果的・先端技術

(株)イーワイヤーライナー

代表 ジョン・ユンシク
設立日 2016年 12月
住所 大韓民国、全羅北道 全州市 徳津区 パンリョン路111
韓国電子技術研究院本館514号
T. 82-2-6011-0000, F. 82-2-6011-1100
連絡先 ewireligner@gmail.com
e-メール ewireligner@gmail.com
主要事業分野 ・認証過程(教育)と共に提供されるオーダーメード型矯正器具
・遠隔診療サービス

www.ewireligner.com

歯の矯正のために未だ矯正器をご使用ですか？

これからは矯正治療のために髪の毛程度に細いワイヤーをご使用ください。

イーワイヤーライナーは機器が歯の後にあるので全く見えません。

生体にやさしい矯正カシステム


イーワイヤーライナーシステムは人の髪の毛ぐらい細い超薄型Ni-Tiワイヤーによる超軽量力を使用します。

簡単で安心な間接接合システム

CADがデザインしたプロトタイプE-トランスファージグを使って希望する位置にイーワイヤーライナーを手軽に安心して付着できます。

予測可能な歯の動き

3次元デジタル セットアップとE-チェック診断コンピュータ プログラムにより予測可能な歯の動きを完成します。



既存製品との比較




イーワイヤーライナー システム

オーダーメード型 矯正器の製造



遠隔診療サービス



実習が含まれたイーワイヤーライナー認証過程

イーワイヤーライナー 認証過程の受講生はイーワイヤーライナー治療過程を申し込む方法を学ぶことになります。より多くの情報を希望されたりコース登録を希望されればEメールまたはメッセージにご連絡ください。

Ewireligner@gmail.com | <https://www.ewireligner.com/>

당신의 꿈과 현실을 이어주는 WIRE

이와이어라이너로
편안하게 아름다워지는 시간을 경험하세요



이와이어라이너 주식회사는 이화여자대학교 기술지주회사의 첫번째 자회사로
세계 최고를 향한 혁신이라는 비전 아래
새로운 도전과 혁신을 실현해 나가고 있습니다.
이와이어라이너 교정장치는 본사가 소유한 특허 기술로 제작이 이루어지며
환자를 생각하는 **의사 주도형 장치**입니다.
이를 위해 본사는 끊임없는 임상연구와 개발을 통해 전 세계 교정 환자들에게
더욱 안전하고 확실한 치료방법을 보급하는 글로벌 기업으로서의 책임을 다할 것입니다.

E-wireligner Co.,Ltd.

T : +82.2.6011.0000 E : ewireligner@gmail.com <http://ewireligner.creatorlink.net>



E-wireligner

3-6 month

SHORT TREATMENT TIME

간단한 증례일 경우 3개월에서 6개월이면 치료가 완료됩니다.

.007"super-elastic wire

INVISIBLE

모발굵기의 와이어로 노출이 없습니다.

NO Irritation

CLEAN

이물감이 거의 없고 발음이 편하며 구강위생 관리에 유리합니다.

NO Pain

HIGH TECHNOLOGY

3D로 제작한 맞춤형 장치에 미세한 힘만 적용하여 통증이 없습니다.

No Extra Retainer

EFFECTIVE

별도의 유지장치 없이 반영구적으로 사용할 수 있습니다.

진단

제작

치료

관리



자료분석을 통해 정확한 진단과 치료 계획을 세우고 이와이어라이너 본사로 제작을 의뢰합니다.



치아를 3차원 디지털이미지로 제작 설계한 후 최첨단의 3D기술로 이와이어라이너를 제작합니다.



환자의 치아에 꼭 맞는 이와이어라이너를 치과로 보내어 장치를 부착합니다.



의료기술지원 서비스를 통하여 치료목표에 도달할 수 있도록 도와드립니다.

이와이어라이너(E-wireligner) 임상 케이스



Before —> E-wireligner —> After 3 Month



Before —> E-wireligner —> After 3 Month

당신의 꿈과 현실을 이어주는

WIRE

이와이어라이너로

편안하게 아름다워지는 시간을 경험하세요

SHORT TREATMENT TIME

간단한 증례일 경우 3개월에서 6개월이면 치료가 완료됩니다.

INVISIBLE

모발굽기의 와이어로 노출이 없습니다.

CLEAN

이물감이 거의 없고 발음이 편하며 구강위생 관리에 유리합니다.

HIGH TECHNOLOGY

3D로 제작한 맞춤형 장치에 미세한 힘만 적용하여 통증이 없습니다.

EFFECTIVE

별도의 유지장치 없이 반영구적으로 사용할 수 있습니다.



E-wireligner

E-wireligner Co.,Ltd.

<http://ewireligner.creatorlink.net>





당신의 꿈과 현실을 이어주는

WIRE

이와이어라이너로

편안하게 아름다워지는 시간을 경험하세요

SHORT TREATMENT TIME

간단한 증례일 경우 3개월에서 6개월이면 치료가 완료됩니다.

INVISIBLE

모발굵기의 와이어로 노출이 없습니다.

CLEAN

이물감이 거의 없고 발음이 편하며 구강위생 관리에 유리합니다.

HIGH TECHNOLOGY

3D로 제작한 맞춤형 장치에 미세한 힘만 적용하여 통증이 없습니다.

EFFECTIVE

별도의 유지장치 없이 반영구적으로 사용할 수 있습니다.



E-wireligner

<http://ewireligner.creatorlink.net>



E-wireligner

E-wireligner Co., Ltd is the first technology holding company of Ewha Womans University, which was established based on the soul of Christianity. Now, the company realizes a new challenge and innovation with a vision, 'Innovation for the World-Class Level.'

We continued to study for the development of Bracketless appliances for the last ten years and finally developed patients-focused and doctors-directed appliances, 'E-wireligner', that realizes the start and end of the orthodontic treatment using a memory-shaped alloy of the thickness of a human hair, 'Ni-Ti Wire.'

E-wireligner that consists of an .007"super-elastic Ni-Ti wire, patients-customized resin tube, and E-transfer jig designed through about digital printing technology is a new orthodontic treatment system.

E-wireligner Certification Course with hands-on exercises

As a E-wireligner certification course attendee, you will learn how to apply to begin the E-wireligner treatment process.

If you wish further information or if you would like to register for a course, please feel free to contact us by E-Mail or message.

ewireligner@gmail.com

<http://ewireligner.creatorlink.net>

Invisible
Comfort
Effective
Convenience
High Technology
Clean & Clear
Short Treatment time

E-wireligner are completely invisible, because the appliance are placed behind the teeth

Bio-affinitive orthodontic force system

E-wireligner system is using super light force through a very thin Ni-Ti wire with the thickness of human hair.

Easy and comfortable indirect bonding system

A prototyping E-transfer jig is designed by CAD, so it is helpful to easily and comfortably attach where an E-wireligner desires.

Predictable Tooth Movement

We complete a predictable tooth movement through a three-dimensional digital set-up and E-check diagnosis computer program.

E-wireligner Product Process


Step 1. Orthodontic Consultation

Step 2. Intraoral 3D scanning


Step 3. Customized E-wireligners

Step 4. Technical support

Telemedicine Service System



E-wireligner Case



E-wireligner Co.,Ltd.

123a, business incubation center,150, Bugahyeon-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea

T : +82.2.6011.0000

F : +82.2.6011.1100

E : ewireligner@gmail.com

<http://ewireligner.creatorlink.net>



E-wireligner

Comfort • Convenience • Clean
Invisible • Effective • High Technology




E-wireligner



E-wireligner 美梨纤

E-Wireligner[美梨纤]股份有限公司作为梨花女子大学的第一号技术支持公司,以“向世界最好的革新”为宗旨,实现新的挑战革新,过去10年间为无托槽正畸治疗进行持续的研究,开发出只有一根头发粗细的超弹性镍钛弓丝,进行从开始矫正治疗到保持,以患者为中心的医生主导型舌侧矫治器-E-Wireligner[美梨纤]

E-Wireligner[美梨纤]由一根直径约0.18mm的形状记忆型合金的镍钛弓丝,为患者而定制的树脂软管,以及以IT高新技术为基础的E-转移帽构成。E-Wireligner[美梨纤]只需粘结一次,是完成矫正治疗后直接使用为粘结式保持器的新概念矫正治疗系统。



Invisible
Comfort
Effective
Convenience
High Technology
Clean & Clear
Short Treatment time

安装于牙齿内侧即舌侧面,在外看不见

E对人体最适宜的正畸力系统

头发丝粗细的记忆型合金的镍钛弓丝施加微小而持续的正畸力,无牙根吸收,牙周疾病,龋齿等副作用

简单方便的间接粘接系统

用CAD完成设计的隐形E转移帽可帮助 E-wireligner 简单方便的粘贴在所愿之处。

可预测治疗当中的牙齿移动

通过三维数字化排牙诊断模型及 E-Check 程序,可预测牙齿移动。

从矫正治疗开始,到保持一次性解决完成

E-wireligner 矫正疗程

- 第一步
初诊 及 定制
- 第二步
立体模拟分析
- 第三步
数字化排牙诊断模型
- 第四步
准确定制 E-wireligner
- 第五步
快速原型制造E-转移帽
- 第六步
疗程矫治

E-wireligner 认证教育

E-Wireligner[美梨纤]的认证程序和矫正治疗认证教育,可以获得认证证书。随后,可使用 美梨纤矫正治疗系统。如果对 美梨纤矫正治疗系统有任何的疑问或想进行认证程序参与矫正治疗认证教育的朋友可随时联系我们。

Ewireligner Co.,Ltd.


123a, business incubation center,150, Bugahyeon-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea

T: +82. 6011.0000

F: +82. 6011.1100

E: Ewireligner@gmail.com

<https://www.facebook.com/Ewireligner>



E-wireligner

Invisible · Comfort · Effective · Convenience
High Technology · Clean & Clear · Short Treatment time



E-wireligner 美梨纤